

BioFlote™ 3000

AIR FLOTATION SYSTEM



Materac

Nowość
pneumatyczny komorowy
do długoterminowej opieki domowej



REFUNDACJA
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia



ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa
tel.: +48 22 59 40 300 | fax 22 59 40 307 | info@rehafund.pl

www.rehafund.pl



CICHA
POMPA
<31 dB



MAX. WAGA
PACJENTA



DODATKOWA
KOMORA
W ZESTAWIE



WSKAŹNIK CIŚNIENIA
UWZGLĘDNIAJĄCY
WAGĘ PACJENTA

www.rehafund.pl

BioFlote™ 3000

AIR FLOTATION SYSTEM

Materac pneumatyczny komorowy do długoterminowej opieki domowej





REFUNDACJA
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

NR KAT.	BF 3000
KOD REFUNDACJI	P.117
LIMIT NFZ	400 zł

Przeznaczony dla osób:

- z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia II
- przebywających stale w pozycji leżącej, do długoterminowej opieki domowej
- cicha pompa (<31dB)
- 2 sekcje naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie
- wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta
- wykonany z łatwego do czyszczenia materiału medycznego Nylon/PVC
- dodatkowa komora w zestawie

 Materac	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Maks. bezpieczne obciążenie Materiał na komory Wysokość komór Waga	180 x 80 x 11 cm 130 kg Nylon / PVC 17 x 11 cm 4.4 kg
 Pompa	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Zakres regulacji ciśnienia Czas pełnego cyklu Materiał obudowy Waga Zasilanie	27 x 11 x 9,5 cm 40 - 100 mmHg 12 min ABS 1,2 kg 220V/50Hz, 1A

Skompletuj z:

Materacem podkładowym Podkładem higienicznym



CICHA
POMPA
<31 dB



MAX. WAGA
PACJENTA



DODATKOWA
KOMORA
W ZESTAWIE



WSKAŹNIK CIŚNIENIA
UWZGLĘDNIAJĄCY
WAGĘ PACJENTA



Cicha pompa
<31 dB

Wskaźnik ciśnienia
dostosowany do wagi
pacjenta

Cykl napełniania komór materaca

